


REUSABLE LAP. FLEX EKARTÖR

- RETRAKTÖR 5/5,5MM TROKAR GEÇİŞİNE UYGUN OLMALIDIR.
- RETRAKTÖR TUTAMAÇ ARKA KISMINDA BULUNAN ÇEVİRME BUTONU SAYESİNDE PERİTONEAL BOŞLUK İÇERİSİNDE ELİPS ŞEKLİNE GETİRİLEBİLMELİDİR.
- ÇEVİRME HALKASI İLE UÇ KISMI ELİPS ŞEKİLDE KAPANABİLMELİDİR.
- ŞAFT UZUNLUĞU UÇTAKİ FLEX KISIM HARİÇ 327MM(\pm 20MM), FLEX KISIM AÇIK HALDE İKEN 215MM(\pm 20MM) OLMALIDIR.
- RETRAKTÖR ORGANLARIN VE DOKULARIN HASSAS RETRAKSİYONU İÇİN KULLANILABİLİR OLMALIDIR.
- RETRAKTÖR LAPAROSKOPİK KOLOSİSTEKTOMİ ESNASINDA KARA CİĞER RETRAKSİYONU, NİSSEN FUNDOPLİKASYONU VAKALARI İÇİN UYGUN OLMALIDIR.
- ERGONOMİK YAPILI VE KOLAY KULLANILABİLEN TUTAMAÇ RETRAKTÖR ŞEKLİNİ RAHAT AKTİVE EDEBİLMELİDİR.
- EKARTÖR OVAL ŞEKLİNİ ALDIĞINDA İÇ ÇAPLARI 38MM X65MM (\pm 10MM)
- UÇ KISIMDAKİ HALKA İLE ŞAFT ARASINDA EN AZ 10 DERECELİK AÇI OLMALIDIR,
- TUTAMAÇ KISMINDA YANLIŞLIKLA AÇILMAYI ENGELLEYİCİ BUTON OLMALIDIR. BU BUTONA BASILMADAN VE ARKA YİV ÇEVRİLMEYEN EKARTÖR DÜZ OLMAMALIDIR.
- REUSABLE OLMALIDIR.

Op.Dr. Tolga Barak ÇELİK
Şanlıurfa Egit. ve Ars. Hastanesi
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip.No: 18/55-1985-71232

Op.Dr. Metin YALÇIN
M. Akif Inönü Egit. ve Ars. Hastanesi
Genel Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No 88771

Retractor



Golden Finger

101.096 Golden Finger $\Phi 5.5 \times 460\text{mm}$

