

Elektrod kablosu şartnamesi

1. Yenidoğanlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Kliniğimizde kullanılan Madsen AccuScreen ABR marka dokunmatik ekranlı yenidoğan işitme tarama cihazıyla tam uyumlu olmalıdır.
3. Kırmızı, siyah ve beyaz renkli 3 adet mandallı aligatorü olmalıdır.
4. Aligatorler ve kablo bir bütün halinde olmalıdır.
5. ABR elektrot kablosu üzerinde elektrotların baş üzerinde hangi noktalara takılacağını gösteren şema olmalıdır.

Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Merve **CEVİK GÖKÇE**
Uzman Odyolog
Dip. Tescil No: 320