

Leoni Plus Ventilatör Flow Sensör Teknik Şartnamesi

1. Flowsensör, Löwenstein marka Leoni Plus yenidoğan ventilatörlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Flowsensör, Y parçanın ucuna kolaylıkla takılabilir özellikte olmalıdır.
3. Flowsensör, her solunumda ölçüm yapabilecek kabiliyette olmalıdır.
4. Flowsensör, girişi cihaza ait flowsensör kablosunun yuvasına tam oturacak şekilde olmalıdır.
5. Flowsensördeki ölü boşluk 0.6 ml'den daha büyük olmamalıdır.
6. Flowsensör, 134 derecede 5 – 10 dakika arasında buhar otoklav işlemi ile steril edilebilir özellikte olmalıdır.
7. Numune görülüp değerlendirilecektir.

Uz. Dr. Zeynep ARSLAN
SBÜ, Ş.Urh. M. Akil İsm. Eğitim ve Araş. Hast.
Neonatal Ünitesi
Dip. No: 1280571
Dip. Tesc. No: 185377

Ebru BOZKURT
Urfa Medime Yatırım ve Sağlık Hizmetleri A.Ş.
Yenidoğan Yoğun Bakım
Uzmanı

Serkan ÖNCEL
Yenidoğan Yoğun Bakım
Uzmanı